راهنمای فارسی | MERCK SCAN NOW

بارکد بسته را چطور بخوانیم؟

تمرین اسکن برچسب هوشمند مرک با گوشی یا بارکدخوان


۱ | کد نمونه را آماده کنید

بارکد اصلی تمرین مرک

کد را از روی نمایشگر دیگری اسکن کنید.

اگر خوانده نشد، همین صفحه را چاپ کنید.

۲ | با گوشی اسکن کنید



در برنامه روی Scan Barcode بزنید.

دوربین را مقابل کد نمونه بگیرید.

با بارکدخوان USB کار می‌کنید؟

صفحه Scan Now را باز کنید و با بارکدخوان سازگار با GS1 DataMatrix اسکن کنید.

چیدمان صفحه‌کلید بارکدخوان را روی انگلیسی بگذارید.

شماره بچ و کد محصول را با لیبل همان ظرف تطبیق دهید.

بازنویسی فارسی شیمی‌بان آوش بر پایه راهنمای مرک

بارکد و تصویر برنامه از راهنمای اصلی مرک حفظ شده‌اند.

این بارکد برای تمرین است. اسکن موفق به‌تنهایی اصالت ظرف را ثابت نمی‌کند.